

はなまる イチオシ 情報



カーボン歩行車 SALJOL (サルジョル)

💡 オンオフ切り替えられる 💡
抵抗器『スローダウブレイキ』



メーカー：ラックヘルスケア



左右の赤色のスイッチを上下させるだけで抵抗器を作動させる事が可能です。「…下り坂はゆっくり進みたいけれど、平地はスイスイ移動したい。」そんな方におすすめです。

折りたたみもコンパクト



サイズ/重量(スペック等)

- ロータイプ (商品コード 742615)
全幅620mm × 全長 × 660mm × 高さ760~880mm
座面高: 540mm
素材: カーボン、アルミ、PU、他
重量: 約5.8kg
キャスタ径: 200mm
最大使用者体重: 150kg
TAISコード: 00245-000236
- ハイタイプ (商品コード 742620)
全幅620mm × 全長 × 660mm × 高さ830~1030mm
座面高: 620mm
素材: カーボン、アルミ、PU、他
重量: 約5.8kg
キャスタ径: 200mm
最大使用者体重: 150kg
TAISコード: 00245-000237

収納バックにプラスして、写真や定期券などを見えやすく入れる事ができます。



畳んだ時に開くの防止するロック機能

介護保険
レンタル料金

1割負担 500円/月
2割負担 1000円/月
3割負担 1500円/月

はなまるレンタル
サービス

介護保険事業所番号: 2772404477
ホームページ⇒<http://hanamaru-day.com>

〒573-1162
枚方市田口1-19-3
TEL: 072-805-0870
FAX: 072-805-0875

